

برگه را هنمای راه اندازی سریع درایور لیزر

LDB-301



فهرست

۲	مشخصات درايور ليزر LDB-301
۳	راهنمای پنل جلو
۴	راهنمای پنل پشت
۵	تواناییهای درایور
۵	نمايشگر
۶	راءاندازی
۷	تنظیم متغیرهای درایور
۹	نگهداری، نکات ایمنی و تعمیرات

نکته ایمنی خیلی مهم در هنگام راه اندازی و استفاده از این دستگاه، تمامی افراد حاضر در پیرامون لیزر حتما باید از عینک مناسب طول موج خروجی دستگاه با نرخ تضعیف حداقل +0D4 استاندارد استفاده کنند. همچنین در هنگام روشن بودن لیزر از مشاهده مستقیم و غیر مستقیم خروجی فیبر جدا خودداری فرمایید، زیرا خطر آسیب رسیدن غیر قابل جبران به چشم وجود دارد.

مشخصات درايور ليزر LDB-301

واحد	مقدار	مشخصه
nm	808 ± 0.1	طول موج ليزر
W	10	بیشینه توان نوری لیزر
А	0.623	جريان آستانه ليزر
	IV	كلاس توانى ليزر
°C	15~25	خنک سازی فعال با رنج دمایی
°C	0.05	پایداری دمایی
Hz	100	حداکثر فرکانس دریافت پالس خارجی
V	5	بیشینه ولتاژ تریگر خارجی
V	12 ± 0.5	محدوده ولتاژ ورودی دستگاه
A	6 ± 0.2	محدوده جريان ورودي دستگاه

جدول شماره ۱ - مشخصات درايور ليزر LDB-301 .

راهنمای پنل جلو پنل جلو از ۴ بخش تشکیل شده است. بخش ۱: سوئیچ قطع و وصل خروجی لیزر بخش ۲: ولوم تنظیم جریان لیزر بخش ۳: صفحه کنترلی و وضعیت دستگاه بخش ۴: محل خروجی فیبر لیزر



عکس شماره ۱ – نمایی از پنل جلویی درایور

راهنمای پنل پشت

پنل پشت از ۸ بخش تشکیل شده است.

بخش ۱: اتصال کابل USB

بخش ۲: ورودی تریگر خارجی

بخش ۳: خروجی پایههای کنترلی

بخش ۴: خروجی دمنده هوای گرم

بخش ۵: کلید خاموش و روشن

بخش ۶: نمایش وضعیت تغذیهای دستگاه

بخش ۲: ورودی تغذیه 12V دستگاه

بخش ۸: شماره سریال دستگاه



عکس شمارہ ۲ – نمایی از پنل پشتی درایور

تواناییهای مجموعه

مجموعه لیزر LDB-301 متناسب با نیاز کاربران توسط سازنده تنظیم شده است که از جمله پارامترهای ثابت شده، طول موج نشری لیزر، حدود دمایی قابل تنظیم درایور است.

این درایور توانایی تثبیت توان نوری لیزر در حدود ۰.۱ وات بوده که این بخش با تو به نیاز کاربر بر روی سامانه توسط کارخانه تنظیم شده است.

دیگر ویژگیهای این مدل درایورها خنک سازی فعال است، که امکان تنظیم دمایی لیزر را فراهم میکند.

این مجموعه امکان دریافت پالس خروجی به جهت مدولاسیون را دارا است، این قابلیت از طریق صفحه نمایشگر و تنظیم متغیر مربوطه تنظیم می شود. لازم به ذکر است متناسب با نیاز کاربر این بخش توسط سازنده محدود سازی می شود.

با استفاده از خروجی پورت USB دستگاه، امکان دریافت لاگ خروجی بر روی پورت سریال وجود دارد. نرخ بادریت سریال وجود دارد. نرخ بادریت سریال برابر bps ۱۱۵۲۰۰

نمایشگر

دو نشانگر و چهار کلید کنترلی برای تنظیم متغیرها و سایر تنظیمات وجود دارد.



عکس شماره ۱ – نمایی از کلیدها به همراه صفحه نمایش

بیان نقش کلیدها و نشانگرها:

• نشانگر ۲: وضعیت روشن و خاموش بودن نور لیزر

راەاندازى

بعد از اتصال تغذیه دستگاه از پنل پشتی، روشن شدن نشانگر وضعیت آماده به کار یا STB قرمز رنگ بدان معناست که تغذیه دستگاه شناسایی شده است. با تغییر وضعیت کلید ON/OFF به وضعیت On نشانگر وضعیت تغذیه به رنگ سبز تغییر یافته و صدای بازر به نشانه آماده به کار بودن سامانه پخش می گردد هم چنین بر روی نمایشگر کلمه StbY نمایش داده می شود.

لطفا توجه شود پیش از روشن نمودن دستگاه پیچ ولوم بر روی واحد 0 مشخص شده بر روی درجههای ولوم تنظیم جریان قرار داشته و سوئیچ بر روی وضعیت قفل بسته قرار گرفته باشد. سپس اقدام به روشن کردن دستگاه نمایید.

با توجه به دمای اولیه تنظیم شده بر روی دستگاه به هنگام روشن شدن، درایور اقدام به رساندن منبع نوری به دمای تنظیم شده می کند. لذا امکان روشن و خاموش شدن دمنده متناسب با شرایط پایدارساز دمایی، در این وضعیت وجود خواهد داشت.

به جهت روشن نمودن لیزر ابتدا ولوم را بر روی صفر تنظیم شود سپس کلید سوئیچ از وضعیت قفل بسته به قفل باز تغییر داده شود. در این وضعیت کماکان لیزر خاموش است مگر بر روی نمایشگر کلید 🗹 فشرده شود. لازم به ذکر است در صورتی که کلید سوئیچ بر روی وضعیت قفل بسته باشد تغییر وضعیت لیزر مقدور نخواهد بود. در ادامه این راهنما فرآیند فشردن 🖸 در منوهای مربوط به کنترل لیزر، با عنوان قفل نرمافزاری نام برده خواهد شد.

با انجام ترتیب بیان شده وضعیت درایور از StbY به LAon تغییر می یابد و نشانگر نقطهای سمت راست بالای نمایشگر به جهت اعلام فعال بودن لیزر، روشن می شود. با چرخش پیچ تنظیم جریان، توان نوری لیزر قابل تنظیم خواهد بود.

لازم به ذکر است از منوی LAon با فشردن کلید 된 می توان قفل نرم افزاری را غیر فعال کرد و یا با تغییر وضعیت کلید سوئیچ از وضعیت باز به بسته برای خاموش کردن لیزر اقدام نمود. متناظر عملیات روشن کردن لیزر در روند خاموش شدن نیز نشانگر اعلام وضعیت خاموش خواهد شد.

در ادامه به بیان جزئیات و روند تنظیم متغیرهای دستگاه پرداخته می شود.

تنظيم متغيرهاى درايور

در این بخش به توضیح رفتاری درایور پرداخته شده است.

Stb	Y	منو
روشن شدن درایور منوی آغازین که Standby است بر روی نمایشگر نمایش داده می شود.	با	توضيح
ر این وضعیت خنک سازی سامانه فعال است و متناسب با دمای هدف تنظیم شده به فعالیت	د	
ې پردازد.	م	
ابخش تنظیمات و نمایش وضعیت درایور قابل دسترس خواهند بود.		عملگرها
در صورتی که کلید سوئیچ بر روی وضعیت باز باشد، قفل نرمافزاری غیر فعال		
شده و لیزر روشن میشود. لذا بر روی نمایشگر نشانگر وضعیت لیزر روشن و به		
منوی LAon منتقل میشوید.		
-		
-	/	
_	—	زيرمنوها

	LAon	منو
ی شدن لیزر وضعیت نمایشگر تغییر یافته و با توجه به مقدار تنظیم شده جریان	به هنگام روشز	توضيح
نور، لیزر منتشر خواهد شد.		
تنظیمات و نمایش وضعیت درایور قابل دسترس خواهد بود.	iii	عملگرها
قفل نرمافزاری روشن بودن لیزر، را غیر فعال کرده و منوی نمایشگر به StbY	Ð	
تغییر مییابد.		
جابجا شدن در زیرمنوهای LAS.t و LAS.V و LAS.V		
جابجا شدن در زیرمنوهای LAS.t و LAS.V و LAS.V		
نمایش دمای لیزر که به واسطه دمای هدف تنظیم میشود.	LAS.t	زيرمنوها
نمایش جریان لحظهای لیزر. [Amp] - مثال: 1.00	LAS.c	
نمایش ولتاژ لحظهای لیزر. [V] - مثال: 1.00	LAS.V	

InFo		منو
متغیرهای موجود در این منو نمایش داده میشود.		توضيح
بازگشت به وضعیت LAon و یا StbY با توجه به روشن یا خاموش بودن لیزر		عملگرها
ورود به زیر منوها	Ŧ	
جابجا شدن در منوهای اصلی ConF و rESt		
جابجا شدن در منوهای اصلی ConF و rESt		
نمایش دمای بخش کنترل دستگاه	tMP.y	زيرمنوها
نمایش دمای بخش سرد (محل نصب دیود لیزر)، دمای هدف تنظیم دمای این	tMP.c	
بخش را کنترل می کند. [C°]– مثال: 20.00		
نمایش دمای بخش گرم، دمای این بخش فعال شدن دمنده را کنترل میکند.	tMP.H	
[°C]– مثال: 25.00		
نمایش جریانی المان خنک کننده. [Amp]- مثال: 1.00	tEc.c	
نمایش ولتاژی المان خنک کننده. [V]- مثال: 6.00	tEc.V	
نمایش شماره سریال دستگاه است که میبایست با شماره مندرج بر روی پنل	Sn	
پشت درایور همخوانی داشته باشد.		

ConF	
متغیرهای موجود در این منو امکان تنظیم ویژگیهای دستگاه را فراهم میکند.	توضيح
ا 🔳 🖬 بازگشت به LAon و یا StbY با توجه به وضعیت روشن و خاموش بودن لیزر	عملگرها
ورود به زیر منوها	
🔺 جابجا شدن در منوهای اصلی ConF و rESt	
▼ جابجا شدن در منوهای اصلی ConF و rESt	
ا tMP.S [تنظیم دمای هدف لیزر. بازه قابل تنظیم 15.0 تا 25.0 [C°] میباشد.	زيرمنوها
trIG تغییر وضعیت روشن بودن لیزر ازحالت پیوسته CW به شبه پیوسته (پالس	
داخلی) qCW و یا پالس خارجی EtrL	
Frq.S تغییر فرکانس مد پالسی تنها در صورتی که متغیر trIG بر رویqCW تنظیم	
باشد نمایش داده می شود. رنج فرکانسی قابل تنظیم در این زیر منو از 1 تا 100	
هرتز است.	
duty تنظیم درصد روشن بودن لیزر در مدی که trIG بر روی qCW تنظیم باشد	
نمایش داده میشود. محدوده روشن بودن بر حسب درصد از 1 تا 100 قابل	
تنظيم خواهد بود.	

	rESt	منو
ر متغیرها به مقدار اولیه تنظیم شده در کارخانه	بازگشت مقادیر	توضيح
بازگشت به منوی LAon و یا StbY با توجه به وضعیت روشن و خاموش بودن	=	عملگرها
ليزر		
ورود به زیر منوها	Ð	
جابجا شدن در منوهای اصلی ConF و rESt		
جابجا شدن در منوهای اصلی ConF و rESt		
با زدن کلید 된 تایید ریست شدن مقادیر از سمت کاربر دریافت می شود. بعد	yES	زيرمنوها
از تایید شماره سریال دستگاه نمایش داده شده و سپس به منوی StbY انتقال		
انجام میشود.		

لازم به ذکر است در تمامی زیر منوها کلید تابازگشت از منوی حال حاضر است و در زیرمنوهای قابل تنظیم به معنی انصراف از ثبت تغییرات خواهد بود. همچنین کلید آورود به زیر منو و یا ثبت مقدار تنظیم شده و بازگشت به منوی قبلی را کنترل می کند. کلیدهای آو آرامکان جابجا شدن در زیر منوها و یا زیاد و کم کردن مقادیر متغیرها را فراهم می کند.

نگهداری، نکات ایمنی و تعمیرات

خروجی فیبر لیزر به کمک نگهدارنده آلومینیومی مهار شده است که این امکان را فراهم میکند بر روی چیدمانهای مختلف امکان نصب داشته باشد. داخل این نگهدارنده، یک کلیماتور مخصوص ناحیه کاری لیزر به جهت موازی و یا کانونی کردن لکه نور لیزر نصب شده است. در صورت نیاز، برای تمیز کردن کلیماتور توصیه می شود از ایزو پروپیل الکل ۹۹٪ و دستمال مخصوص تمیز کردن ادوات اُپتیکی استفاده شود. برای تهیه موارد فوق با سازنده دستگاه تماس بگیرید.

از ضربه خوردن، کشیدگی و چرخش بیش از حد لوله نگهدارنده فیبر جدا خودداری شود.

به هنگام مشاهده خطا در عملکرد درایور، ابتدا مستندی از آن تهیه کرده و سپس آن را به تیم پشتیبانی سازنده گزارش دهید. لازم به تاکید است از باز کردن دستگاه یا تعمیر آن جداً خودداری فرمایید. هرگونه دستکاری در ساختار دستگاه منجر به ابطال گارانتی و لغو تعهد پشتیبانی دستگاه خواهد شد. بدیهی است تشخیص دستکاری دستگاه صرفا به عهده سازنده خواهد بود.

یادداشت:

یادداشت:

ashabeam.com